

New iSMART Health Version 2.0




What's new in iSMART Health V2

1. หน้าจอ แสดงตัวอย่างการใช้งานแต่ละขั้นตอน ในรูปแบบ VDO Animation แบบเหมือนจริง พร้อมเสียงอธิบายในภาษาไทย





What's new in iSMART Health V2

2. แยก VDO สาธิตระหว่าง ผู้ชาย / ผู้หญิง / เด็กชาย / เด็กหญิง โดย เกณฑ์ที่นำมาใช้ในการวัดของแต่ละคน จะแตกต่างกันออกไปตามอายุและเพศ (อ้างอิง ตามเกณฑ์ ของ กรมอนามัย และองค์การอนามัยโลก)




What's new in iSMART Health V2

3. ระบบบันทึกประวัติ และคำนวณอายุของแต่ละคนอัตโนมัติ จากข้อมูลในบัตรประชาชน หรือป้อนข้อมูลอายุ / เพศเพื่อเข้าทำการวัดแบบ Guest




What's new in iSMART Health V2

4. สามารถเลือกเข้าใช้งานได้ทั้งแบบเสียบบัตรประชาชน หรือ แบบไม่ต้องใช้บัตร (Guest)





5. หน้าแจ้งเตือนให้ดึงบัตรประชาชนออกจากเครื่อง หลังระบบได้อ่านข้อมูลจากบัตรเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันการลืมนำบัตรประชาชนไว้ที่เครื่องหลังจากใช้เครื่องเสร็จแล้ว



What's new in iSMART Health V2


6. ระบบปรับแต่งค่า Sensor ผ่าน Software กรณี ซ่อมบำรุง หรือทำการสอบเทียบ Sensor ต่างๆ ภายในเครื่อง

7. การตั้งเปิด/ปิดใช้งาน Printer และตั้งค่าการพิมพ์ของ Printer



What's new in iSMART Health V2

7. หน้าแสดงสรุปผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยแต่ละค่าจะมีแถบสีเพื่อให้ง่ายต่อการดูว่าแต่ละค่าอยู่ในช่วงใดของเกณฑ์






8. การเรียกดูผลการตรวจสุขภาพย้อนหลัง โดยจะแสดงกราฟเปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้ครั้งก่อนๆ (กรณีต่อ internet จะสามารถดึงข้อมูลย้อนหลังที่เคยวัดจากเครื่องอื่นๆ มารวมด้วย)



What's new in iSMART Health V2

8. สื่อ VDO ประชาสัมพันธ์ และ ข้อความประชาสัมพันธ์แบบตัวหนังสือวิ่งด้านล่างของจอ ในช่วงที่เครื่องไม่ได้ถูกใช้งาน โดยสามารถป้อน/เปลี่ยนข้อความ และ VDO ดังกล่าวผ่านทาง Menu Service ได้โดยตรง



What's new in iSMART Health V2.1.x.x



ใช้ App iSMART Health Connected แทนการใช้บัตรประชาชน
สำหรับเข้าระบบ หรือดูผลการตรวจย้อนหลังได้ทันที

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

More information @



www.i-smart.co.th